

Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientífica**.com.ar**
www.neocientífica**.com.ar**

NUEVA CENTRIFUGA DIGITAL “CM 4080 MILENIUM” MOTOR DE INDUCCIÓN, SIN CARBONES, LIBRE DE MANTENIMIENTO

Centrifuga de mesa , marca ROLCO, Original de Industria Argentina.

- **Gabinete construido** en láminas de acero elásticamente ensambladas formando 4 paredes de seguridad. Terminación exterior con pintura esmaltada a fuego para una fácil limpieza. Cámara de centrifugación con pared de acero de 4 mm, esmaltada con base de pintura epoxy, resistente a la acción abrasiva de la corriente de aire y a la acción corrosiva de los reactivos, sangre y otras sustancias.
- **Tapa de seguridad**, construida en aleación de 1 sola pieza, con traba electromecánica y lógica asociada, que impide abrir la maquina con el motor girando (**Sensibilidad 1/10 de giro**), o ponerla en funcionamiento con la tapa abierta.
- **Panel de Comando SOFT-TOUCH** de fácil manejo, en Policarbonato, con lectura digital de velocidad , lectura digital de tiempo, indicador luminoso de Maquina en Funcionamiento, Freno Programable y Tapa Abierta (**Back Light**).
- **Pulsadores de Marcha (M) Parada (P) y Corridas Breves (Q – Función: Quick Run) y Freno (F)**
- **Selección de tiempo** mediante pulsadores **↑ ↓**, en pasos de 1 minuto, con rango de 0 a 99 minutos.
- **Función de Servicio Continuo:** Programando el reloj en **00**, la maquina trabajará por tiempo indefinido y se detendrá solamente a voluntad del operador.
- **Selección de velocidad:** mediante pulsadores **↑ ↓**, en pasos de **10 RPM**, con escala de **0 hasta 9990 RPM**
- **Llave de Corte General**, tipo tecla, luminosa, bipolar, ubicada en el frente de la máquina.
- **Auto lectura de Cabezal:** La máquina identifica el cabezal empleado, y limita la velocidad evitando accidentes por sobre aceleración.
- **Motor de Inducción de Corriente, Sin Carbones, libre de mantenimiento**, totalmente diseñado y fabricado por **ROLCO SRL**. protegido contra derrames, con **eje de Acero Inoxidable**, montado sobre amortiguadores compensadores, con rodamientos a bolilla anti ruido con montaje anti estático. Velocidad controlada por **variación de frecuencia** que permite una fina selección de velocidad del orden de las 10 RPM, y un funcionamiento totalmente silencioso y estable, independiente de la alimentación de corriente sin variaciones de velocidad.
- **Velocidad Máxima:** según rotorl empleado
- **Capacidad Máxima:** 800 ml (4 x 200 ml)

APARATOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIAS

- **Múltiples accesorios intercambiables para microtubos, tubos de 5 ml, Khan, Hemólisis, 10, 12 y 15 ml, tipo Falcon, 25 ml, 50 ml tipo Falcon, botellas de 100 y 200 ml.**
- **Dimensiones: 300 x 380 x 480 mm (alto x ancho x prof)**
- **Peso sin rotor: 19 Kg**
- **Garantía Escrita por 12 meses.**
- **Provisión asegurada de accesorios y repuestos**
- **Asesoramiento técnico sin cargo.**



➤ **Consulte las Opciones por Centrifugas para :**

CM 4080 MILENIUM PLAC (Para Policubetas - Placas de Micro Titulación)

CM 4080 MILENIUM CITO (Para Sedimentación Directa sobre Portaobjetos)

ROLCO SRL – DESDE 1949, SIEMPRE A SU SERVICIO