

Ne**científica** **S.A.**

27 de Abril 624

X5000AEN - Córdoba

Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212

info@neocientifica.com.ar

www.neocientifica.com.ar

CENTRIFUGA DE MESA

MODELO CM 2036

Industria Argentina

SEGURIDAD

- Construida con materiales seleccionados de alta calidad
- Con base pesada y Carcaza protectora de acero de 1 mm de espesor
- Tapa a bisagra y cierre a presión

TECNOLOGÍA Y CALIDAD

- Motor flotante fabricado por ROLCO, protegido contra derrames, con eje de acero inoxidable.
- Reloj interruptor automático de 0 a 30 minutos.
- Velocidad controlable por Regulador Electrónico de Velocidad.
- Pintura esmaltada a fuego.
- Accesorios intercambiables.

MODELO CP 2036

- Centrífuga de pie, con carcaza protectora de acero de 1 mm de espesor, montada sobre trípode con suspensión antivibratoria, tapa a bisagra con cierre a presión, esmaltada a fuego.
- Motor flotante protegido contra derrames, con eje de acero inoxidable.
- Reloj interruptor automático de 0 a 30 minutos.
- Velocidad controlable por Regulador Electrónico de velocidad.
- Accesorios intercambiables.

GARANTIA

Garantía escrita por 12 meses.
Provisión asegurada de repuestos.



CM 2036

GARANTIA ESCRITA POR 12 MESES
ROLCO SRL. DESDE 1949 SIEMPRE A SU SERVICIO