

**Neocientífica S.A.**



27 de Abril 624  
X5000AEN - Córdoba  
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212  
info@neocientifica.com.ar  
www.neocientifica.com.ar

---



## Nueva CM 2036 Duron

- ⊗ Controlada por Microprocesador Rolco
- ⊗ Panel de Comandos Soft Touch
- ⊗ Control Digital de velocidad mediante Microprocesador
- ⊗ Lectura Digital de tiempo de centrifugado
- ⊗ Programación digital de tiempo de 0 a 30 minutos ó función continua
- ⊗ Botón de marcha y de parada
- ⊗ Función Quick Run
- ⊗ Luces indicadoras de estado y velocidad
- ⊗ Motor flotante fabricado por ROLCO, con eje de acero inoxidable, protegido contra derrames
- ⊗ Acepta múltiples cabezales/rotores intercambiables
- ⊗ Para 220 V ó 110 V según requerimiento

## Nueva CH 24 Duron

- ⊗ Microcentrifuga para la determinación simultánea de 24 hasta 48 microhematocritos en tubos capilares de 75 x 2 mm
- ⊗ Controlada por Microprocesador Rolco
- ⊗ Panel de Comandos Soft Touch
- ⊗ Velocidad máxima de 10.000 a 12.000 r.p.m.
- ⊗ Lectura Digital de tiempo de centrifugado
- ⊗ Botón de marcha y de parada
- ⊗ Función Quick Run
- ⊗ Luz indicadora de estado
- ⊗ Programación Digital de tiempo de 0 a 30 minutos ó función continua
- ⊗ Equipada con interruptor automático de seguridad que impide el funcionamiento con la tapa abierta
- ⊗ Tapa de plato ABS de alta resistencia
- ⊗ Motor flotante fabricado por ROLCO, con eje de acero inoxidable, protegido contra derrames
- ⊗ Para 220 V ó 110 V según requerimiento

