

Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientífica**.com.ar**
www.neocientífica**.com.ar**

CENTRIFUGA DE MESA MODELOS CM 2070 / CM 3070

CM 2070 – Con regulador electrónico de velocidad y taquímetro electrónico digital.

CM 3070 - Con regulador electrónico de velocidad y taquímetro electrónico digital, freno electrodinámico y Comando Hold que permite centrifugar sin límite de tiempo.

SEGURIDAD

Motor fabricado por Rolco, protegido contra derrames, con eje de acero inoxidable.

Base pesada de gran estabilidad, se adhiere a la superficie de apoyo por medio de ventosas de caucho, carcasa de una sola pieza de 6 mm de espesor y tapa de duroaluminio fundido.

Armoniza con el moderno Laboratorio.

Esta finamente esmaltada a fuego en color marfil.

TECNOLOGÍA Y CALIDAD

- Para corriente alterna de 220 V , 50/60 Hz
- Múltiples cabezales intercambiables
- Cuenta revoluciones electrónico digital de 4 cifras.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Registro ANMAT N° 02625
- Fabricada en Argentina

CONFIABILIDAD

- Garantía escrita por 12 meses
- Provisión asegurada de repuestos
- Asesoramiento técnico sin cargo



GARANTIA ESCRITA POR 12 MESES
ROLCO SRL. DESDE 1949 SIEMPRE A SU SERVICIO