

Ne**científica** **S.A.**

27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientifica.com.ar
www.neocientifica.com.ar

CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS CAPILARES

MODELO CH 24

Industria Argentina

TECNOLOGÍA Y CALIDAD

- Centrífuga eléctrica para la determinación simultánea de 24 hasta 48 microhematocritos en tubos capilares de 75 x 2 mm.
- Motor flotante, con eje de acero inoxidable, montado sobre amortiguadores de acrílico nitrilo.
- Velocidad máxima entre 10.000 y 12.000 rpm.
- Plato portatubos balanceado y equilibrado.
- Tapa del plato de plástico de alta resistencia.
- Equipada con interruptor automático de seguridad que impide el funcionamiento con la tapa abierta.
- Reloj interruptor automático de hasta 10 minutos.



OPCIONALES

- Ábaco de Lectura Directa.
- Ábaco de Lectura.

DETERMINACIONES EN 4 SIMPLES ETAPAS

- 1-** Se usa muy poca sangre tomada directamente en un tubo capilar heparinizado
- 2-** Se obtura el extremo limpio del tubo en el sellador (se provee con el equipo) lleno de plastilina aplanada, ubicándolo en el número correspondiente al paciente.
- 3-** Se colocan los tubos capilares en la centrífuga con el extremo obturado hacia afuera en el mismo número correspondiente al paciente, centrifugando durante 3 ó 4 minutos a 10.000 rpm.
- 4-** Los resultados exactos son comprobados rápidamente en el Ábaco Rolco de gran precisión.

GARANTIA

- Garantía escrita por 12 meses
- Provisión asegurada de repuestos

GARANTIA ESCRITA POR 12 MESES
ROLCO SRL. DESDE 1949 SIEMPRE A SU SERVICIO