

Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientífica**.com.ar**
www.neocientífica**.com.ar**

CENTRIFUGA PARA BUTIROMETRO DE GERBER MODELO CGU

SEGUN NORMAS IRAM 14003. INDUSTRIA ARGENTINA

TECNOLOGIA Y CALIDAD

- Motor de inducción, sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Construido en acero inoxidable de máxima calidad
- Carcaza protectora de acero inoxidable
- Reloj interruptor automático de 30 minutos
- Freno electródinámico
- Plato porta butirometros en acero inoxidable
- Porta tubos de plástico resistente a los acidos usuales
- Velocidad fija de 1500 rpm que asegura una aceleración de 500 a 600 unidades g de FCR



MODELOS

- CGU 3012: PARA 12 BUTIROMETROS
- CGU 3024: PARA 24 BUTIROMETROS

GARANTIA ESCRITA POR 12 MESES
ROLCO SRL. DESDE 1949 SIEMPRE A SU SERVICIO