

Ne**científica** **S.A.**

27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientifica.com.ar
www.neocientifica.com.ar

DESTILADOR ELECTRICO PARA AGUA

Industria Argentina – Patente Arg N° 92082 y 95586

VENTAJAS

- Agua apirogena, Funcionamiento Automático
- Calefacción de inmersión; Pre calentamiento por contracorriente.
- Instalación fácil y rápida Economía y alto rendimiento.

DESTILADORES DEA

- Tipo Hongo. Caldera, tapa, condensador y trampa de vapor en acero inoxidable.
- Monoblock de bronce fundido y estañado.
- Para la producción de agua destilada exenta de Pirogenos.
- Calefacción eléctrica blindada en vaina de acero inoxidable.
- Resistividad de 1.200.00 Ohms con +/- 10%.
- CON CORTE AUTOMATICO POR FALTA DE AGUA



MODELOS

DESTILADORES PROVISTOS DE CALENTAMIENTO ELECTRICO Y CONTROL AUTOMATICO

CONDENSADOR DE ACERO 18/8-304	CONDENSADOR DE VIDRIO PIREX	CONSUMO	RENDIMIENTO
DEA 6	DEV 6	4200 W	6 LITROS / H
DEA 8	DEV 8	5600 W	8 LITROS / H
DEA 10	DEV 10	7000 W	10 LITROS / H
DEA 12	DEV 12	8400 W	12 LITROS / H
DEA 14		9800 W	14 LITROS / H
DEA 16		11200 W	16 LITROS / H
DEA 18		12600 W	18 LITROS / H
DEA 20		14000 W	20 LITROS / H

DESTILADORES CON CALEFACCION A VAPOR

Estan provistos de serpentina calentadora de inmersión, llave de regulación de vapor y trampa termostatica para la eliminación de condensado y aire, para trabajar con presión de 3 a 6 atmosferas y temperaturas de vapor de 132° c a 157° c. consumo de vapor: 1.2 kg aprox por litro de agua destilada.

CONDENSADOR DE ACERO 18/8-304	CONDENSADOR DE VIDRIO PIREX	RENDIMIENTO
DEA 6	DEV 6	6 LITROS / H
DEA 8	DEV 8	8 LITROS / H
DEA 10	DEV 10	10 LITROS / H
DEA 12	DEV 12	12 LITROS / H
DEA 14		14 LITROS / H
DEA 16		16 LITROS / H
DEA 18		18 LITROS / H
DEA 20		20 LITROS / H

GARANTIA ESCRITA POR 12 MESES
ROLCO SRL. DESDE 1949 SIEMPRE A SU SERVICIO