

Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientífica**.com.ar**
www.neocientífica**.com.ar**

DESTILADOR ELÉCTRICO ROLCO JUNIOR SU DESTILADOR PERSONAL - INDUSTRIA ARGENTINA

- Agua apirogena
- Precalentamiento por contra corriente
- Desgasificación
- Económico y de exacto rendimiento
- Sin instalación especial

El destilador Rolco Junior, original de Industria Argentina, esta construido reuniendo las características de bajo costo, alto rendimiento y elevada pureza del agua producida, empleando materiales de primera calidad.

El monoblock de bronce fundido y niquelado, condensador, trampa de vapor y laberinto de acero inoxidable, intercambiador de calor de bronce, caldera y tapa de acero inoxidable confieren la ya probada eficiencia, solidez y durabilidad de servicio.

No obstante la calidad y seguridad que ofrece el destilador Rolco Junior debemos recordar que una de las razones de su bajo costo es la falta de automático de corte de la corriente eléctrica, por lo tanto su funcionamiento depende de la continuidad de alimentación de agua

MODELOS

DEA-2 RENDIMIENTO 2 LITROS/H - 1500 W

DEA-4 RENDIMIENTO 4 LITROS/H - 3000 W

SE CONSTRUYEN DESTILADORES TOTALMENTE AUTOMÁTICOS
A PARTIR DE 6 LITROS DE RENDIMIENTO HORA.

GARANTIA ESCRITA POR 12 MESES
ROLCO SRL. DESDE 1949 SIEMPRE A SU SERVICIO

