

**Neocien**tífica** S.A.**



**27 de Abril 624**  
**X5000AEN - Córdoba**  
**Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212**  
**info@neocien**tífica**.com.ar**  
**www.neocien**tífica**.com.ar**

---

## CENTRIFUGA DE MESA MODELO CM-2050

Para la determinación de agua e impurezas en petróleo según Normas ASTM - YPF - IRAM  
Múltiples cabezales intercambiables

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carcasa protectora de acero y cierre a presión pintura esmaltada a fuego.

Motor flotante protegido contra derrames.

Eje de acero inoxidable.

Regulador electrónico de velocidad.

Reloj interruptor automático de 0 - 30 minutos.

Lampara piloto de gran estabilidad y bajo consumo eléctrico.



### APLICACIONES

Para la determinación de agua e impurezas en petróleo según normas ASTM - YPF - IRAM

### OTRAS APLICACIONES

Producción de Jugos:

La industria citrícola emplea en el control de calidad del concentrado de jugos naturales

(Limón, Naranja, Etc), en un régimen de velocidad del orden de las 1.200 RPM.

ANALISIS DE AGUAS

ANALISIS DE ACEITE

### CONFIABILIDAD

Garantía escrita por 12 meses .

Provisión asegurada de repuestos.

Asesoramiento técnico sin cargo.

GARANTIA ESCRITA POR 12 MESES  
**ROLCO SRL. DESDE 1949 SIEMPRE A SU SERVICIO**