

Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientífica**.com.ar**
www.neocientífica**.com.ar**

Salidas: 2 (simultaneas)

Tipo de salida:

Campo magnético polarizado pulsado


Temporización: 0 a 60 minutos

Máx. intensidad de campo magnético (Gauss): 150

Frecuencia de tratamiento (HZ): 25 - 100

Alimentación: 220V - 50Hz (120V - 60Hz)

Consumo (watts): 15



Medidas: en mm

Peso: 3,1 Kg. (embalado)






Clase de seguridad: I tipo BF
(según IEC 60601 equivalente
IRAM 4220 - EN 60601)



PRODUCTO AUTORIZADO POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
A.N.M.A.T PM: 1088-29

Garantía: dos años contra todo defecto de
fabricación y/o mano de obra

Accesorios:

	Solenoides (COD. 3290) Cantidad: 2
	Detector (COD. 2442) Cantidad: 1
	Banda (COD. 1023) Cantidad: 2