

**Neocien**tífica S.A.****

**27 de Abril 624**

**X5000AEN - Córdoba**

**Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212**

**info@neocien**tífica.com.ar****

**www.neocien**tífica.com.ar****

---

Salidas: 1

Temporización: 0 a 20 minutos

Potencia de salida(W): 40

Variación de potencia: control continuo

Frecuencia de salida (MHZ): 1±25%

Tipo de emisión: continua discontinua



Frecuencia de emisión (Hz): 0,25 a 50

Resolución de frecuencia de emisión (Hz): control continuo

Ciclo de trabajo (%): 50

Alimentación: 220V - 50Hz (120V - 60Hz)





Consumo (watts): 400



Medidas: en mm

Peso: 6,1 Kg. (embalado)

Accesorios:

	Cabezal 14,5 cm <sup>2</sup> (COD. 1762) Cantidad: 1
	Cabezal 7 cm <sup>2</sup> (COD. 1763) Cantidad: 1
	Bulbo 14,5 cm <sup>2</sup> (COD. 1008) Cantidad: 1
	Bulbo 7 cm <sup>2</sup> (COD. 1009) Cantidad: 1



Clase de seguridad: I tipo BF  
(según IEC 60601 equivalente  
IRAM 4220 - EN 60601)



PRODUCTO AUTORIZADO POR EL  
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE  
A.N.M.A.T PM: 1088-15

**Garantía:** dos años contra todo defecto de fabricación y/o mano de obra