

Ne**científica** **S.A.**

27 de Abril 624

X5000AEN - Córdoba

Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212

info@neocientifica.com.ar

www.neocientifica.com.ar

Canales: 2

Tipo de salida:

Bifásica asimétrica

Máx. corriente de salida (mA/1 kohm): 50

Resolución de corriente (mA): control continuo

Ancho de pulso:

TENS: 1 pulso fijo de 200us

STIM: 18 pulsos fijos de 200us

Frecuencia de tratamiento (Hz): 10 a 200


TENS: 1 a 120

STIM: 2 a 150 trenes por min.

Modos: 6

Alimentación: 9V


Consumo (watts): 0,12



Medidas: en mm

Peso: 0,5 Kg. (embalado)

Accesorios:

	Cable universal (COD. 2137) Cantidad: 2
	Electrodo TENS (COD. 1003) Cantidad: 4
	Banda (COD. 1020/21/22/23) Cantidad: 3
	Batería (COD. 2557) Cantidad: 1

Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y/o mano de obra



Clase de seguridad: I tipo BF
(según IEC 60601 equivalente
IRAM 4220 - EN 60601)



PRODUCTO AUTORIZADO POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
A.N.M.A.T PM: 1088-13