

Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624

X5000AEN - Córdoba

Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212

info@neocientífica**.com.ar**

www.neocientífica**.com.ar**

ULTRASONIDO

1 MHz

US1 Maletín

Ficha técnica

Canales: 1

Tipo de salida:

Ultrasonido monocanal

Cabezal de 1 MHz

Temporización: 0 a 30 minutos

Máx. intensidad de salida (W / cm²): 3,5 (pico)

Resolución de salida (W / cm²): control continuo

Cabezal con protección térmica: SI

Frecuencia de ultrasonido (MHz): 1

Modos de emisión:


Continuo

Discontinuo 1:5

Frecuencia de tratamiento (Hz): 8 a 100

Alimentación: 220V - 50Hz (120V - 60Hz)

Consumo (watts): 25



Medidas: en mm

Peso: 2,7 Kg. (embalado)

Accesorios:



Cabezal 1 MHz 9 cm²
(COD. 2429)
Cantidad: 1



Clase de seguridad: I tipo BF
(según IEC 60601 equivalente
IRAM 4220 - EN 60601)



PRODUCTO AUTORIZADO POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
A.N.M.A.T PM: 1088-19

Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y/o mano de obra