

**Neocien**tífica** S.A.**



**27 de Abril 624**  
**X5000AEN - Córdoba**  
**Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212**  
**info@neocien**tífica**.com.ar**  
**www.neocien**tífica**.com.ar**

---

## Rotador Roto-Lab

Homogeneizador y Agitador rotatorio múltiple para Laboratorio



### Características técnicas:

- Velocidad de giro 30 r.p.m. Fija.
- Eje de la gradilla inclinable entre 0 y 80°.
- Motorreductor corriente alterna 220 V - 50 Hz.
- Se apoya sobre 4 ventosas de goma.
- Incluye soporte frontal para 20 tubos hasta 19 mm de diámetro.

Catálogo N° 6006

### Accesorios

Gradillas de acero inoxidable para 63 tubos de ensayo

Catálogo N° 6016

Soporte universal de aluminio con capacidad para 24 tubos de ensayo en el borde y 12 en la cara frontal.

Catálogo N° 6026

Distribuidor Oficial

A pedido:

- Otras Velocidades
- Soportes especiales