

Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
[info@neocien**tífica**.com.ar](mailto:info@neocientífica.com.ar)
[www.neocien**tífica**.com.ar](http://www.neocientífica.com.ar)

Agitadores de KLINE y de KAHN



AGITADOR DE KLINE

Catálogo Nº 6002

- Para usar en bancos de sangre, serología, bacteriología y laboratorios químicos, V.D.R.L., Etc.
- Movimiento orbital.
- Plataforma de sustentación de 330 x 330 mm. para cubetas, policubetas y frascos, para los cuales cuenta con un sistema de resortes para su fijación.
- Velocidad de agitación variable entre 40 y 300 r.p.m. en forma continua por medio de dial graduado.
- Amplitud de oscilación 20 mm.
- El agitador puede usarse con el reloj interruptor de tiempo automático hasta 180 minutos o sin reloj para operación continua, con simplemente accionar el interruptor pasando de un sistema al otro.
- Se afirma sobre cuatro ventosas de goma y la plataforma superior está recubierta de una lamina de goma para evitar deslizamientos.
- A pedido se fabrican soportes según necesidad.

AGITADOR DE KAHN

Catálogo Nº 6003

- Iguales características que el agitador de KLINE.
- Movimiento rectilíneo alternativo.

Distribuidor Oficial

