

**Neocientífica S.A.**



27 de Abril 624  
X5000AEN - Córdoba  
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212  
info@neocientifica.com.ar  
www.neocientifica.com.ar

---

## Baño Termostático Modelo "Masson II"



### Descripción

Los Baños Termostáticos modelo MASSON II son ideales para trabajos en Serología, Bioquímica, Química, Microbiología, Farmacia, Petroquímica, Laboratorios de Control, etc.

Están contruidos exterior e interiormente en chapa de acero inoxidable calidad AISI 304 18/8, con terminación pulido brillante.

Poseen doble termostato, tipo hidráulico, importado de Alemania; uno para el control de la temperatura y el otro como seguro.

En el caso de que el termostato de control falle, el termostato de seguro automáticamente pasa a controlar el baño, evitando la pérdida de muestras o especímenes, especialmente difíciles de reponer.

Ambos termostatos poseen luces pilotos que indican cuando están operando.

La sensibilidad de ambos termostatos es de  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .

El rango de temperatura de trabajo se extiende desde  $2$  a  $3^{\circ}\text{C}$  por encima de la temperatura ambiente hasta  $100^{\circ}\text{C}$ .

La uniformidad de la temperatura es de  $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ .

Tiene aislación de lana de vidrio en todos sus lados de  $25\text{ mm}$ . de espesor, y de  $60\text{ mm}$ . en el frente.

Se entrega con gradillas para 39 tubos de Kahn o 33 tubos de ensayo cada uno. Cable de conexión trifilar y ficha moldeada en una sola pieza.

Para conectar a  $220\text{ V} - 50/60\text{ Hz}$ .

**Opcional:** Tapa a dos aguas  
Tapa con juego de aros concéntricos

Catálogo N° 1202

Distribuidor Oficial