

Neocientífica S.A.



27 de Abril 624

X5000AEN - Córdoba


Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212

info@neocientifica.com.ar

www.neocientifica.com.ar

COLPOSCOPIO BINOCULAR Y VIDEO COLPOSCOPIO

MARCA **CM** FABRICADO POR **VICKING S.R.L.**



Características Técnicas:

Colposcopio Binocular Standard Modelo CM-011

- Mecanismo doble de enfoque y giro.
- Aumento; 13X
- Distancia Libre de Trabajo: 250 mm.
- Diámetro de Campo Visual: 18 mm.
- Profundidad de Foco: 4 mm.
- Lámpara halógena
- Intensidad de Iluminación Regulable
- Conexión a 220 - 110 v.
- Estativo de Pie Rodante

Video Colposcopio Modelo CM-006

Con iguales características técnicas del modelo CM-011, más sistema óptico que permite la transmisión de video y la observación binocular simultánea manteniendo enfocada la imagen en la pantalla del monitor. Incluye adaptador para Cámara Video Color (CCD) de cualquier marca y modelo. Estativo de pie rodante.

Distribuidor Oficial