

## AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCION Y Sonda DE CONTACTO



# Neocientífica



Agitador magnético con calefacción y sonda de contacto.

Permite regular la temperatura con la precisión de la sonda.

Regulación de velocidad: 0 - 1500 rpm regulable.

Rango de temperatura: desde ambiente +5°C hasta 100 °C. Precisión:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

Consumo: 40W en rotación, 250W con temperatura.

Alimentación: 220V 50Hz.

Accesorios: barras magnéticas, medidas varias.