

LUPA DISECCIÓN MONOCULAR DM-1 20X "LABKLASS"



Neocientífica



Excelente instrumento para iniciación en ciencias biológicas.

Cabeza monocular inclinada a 45° rotatoria a 360°.

Ocular 10x WF. Objetivo 2x montado en torreta.

Aumentos totales 20x.

Distancia de trabajo con el objetivo 2x de aproximadamente 80 mm.

Enfoque macrométrico bilateral por piñón y cremallera.

Estativo de base y columna metálicas. Par de pinzas de sujeción.

Con disco portaobjetos blanco/negro. Opcionales: ocular 16x WF.