

LUPA BINOCULAR MZS 1065 LR "LABKLASS"



Cabeza binocular inclinada 45°, con rotación de 360°.

Distancia interpupilar variable 55 - 75 mm.

Portaocular izquierdo con ajuste de dioptrías ± 5 . Oculares 10x WF.

Objetivos sistema zoom 1.0x a 6.5x con comando bilateral graduado.

Distancia de trabajo de 85 mm libres. Enfoque macrométrico bilateral

con ajuste de tensión. Iluminación halógena 12V 10W incidente y

transmitida con regulación. Estativo sólido donde se aloja

el sistema de enfoque. Sólida base que contiene platina blanco/negra y

transparente y fuente de alimentación interna. Con pinzas de sujeción.

Opcionales: lupa 2x. Oculares 15x WF y 20x WF.

Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE

Aumentos totales 65x.