


LUPA BINOCULAR MZS 0745 LR "LABKLASS"



Neocientífica



Cabeza binocular inclinada 45°, con rotación de 360°.

Distancia interpupilar variable 55 - 75 mm.

Portaocular izquierdo con ajuste de dioptrías ± 5 .

Oculares 10x WF. Objetivos sistema zoom 0.7x - 4.5x con comando bilateral graduado. Aumentos totales 45x.

Campo: 22.5 - 3.5 mm. Distancia de trabajo de 80 mm libres.

Enfoque macrométrico bilateral.

Iluminación halógena incidente y transmitida con regulación.

Estativo sólido donde se aloja el sistema de enfoque.

Sólida base que contiene platina blanco/negra y transparente y fuente de alimentación interna. Con pinzas de sujeción.