

LUPA BINOCULAR XTX -3C 10/30 "LABKLASS"



Cabeza binocular con inclinación a 45° con distancia interpupilar variable de 55 - 75 mm. Portaocular con ajuste de dioptrías ± 5 d. Par de oculares 10x WF. Objetivos de 1x y 3x en torreta giratoria. Distancia de trabajo de 110 mm. Aumentos totales 10x y 30x. Enfoque macrométrico bilateral con ajuste de tensión. Sustentación en columna sobre la base con fijación de altura. La base contiene dos platinas, blanco/negro y transparente y pinzas de sujeción. Epiiluminación halógena de 12V 10W con llave interruptora en la base.