

LUPA BINOCULAR XTX -3B 20/40 "LABKLASS"



Neocientífica



Cabeza binocular con inclinación a 45°

con distancia interpupilar variable de 55 - 75 mm.

Portaocular con ajuste de dioptrías ± 5 d. Par de oculares 10x WF.

Objetivos de 2x y 4x en torreta giratoria. Distancia de trabajo de 80 mm.

Aumentos totales 40x. Enfoque macrométrico bilateral con ajuste de tensión.

Sustentación en columna sobre la base con fijación de altura.

La base contiene dos platinas, blanco/negro y transparente

y pinzas de sujeción. La iluminación es incidente y transmitida

de 12V 10W con llave interruptora en la base