

LUPA BINOCULAR XTX -1A "LABKLASS"



Neocientífica



Cabeza binocular recta, con ajuste de distancia interpupilar 55-75 mm

y dióptrica en uno de los tubos, ± 5 d. Objetivo fijo 2x.

Par de oculares 10x WF. Distancia de trabajo 80 mm.

Aumentos totales 20x. Estativo de base y columna metálicas robustas.

Rotación de la cabeza de 360°.

Enfoque macrométrico bilateral por piñón y cremallera.

Par de pinzas de sujeción, con disco portaobjetos blanco/negro

de 60 mm de diámetro.