

LUPA BINOCULAR ZTX-E-C2 "LABKLASS"



Cabeza binocular inclinada 45°, con rotación de 360°.

Distancia interpupilar variable 55 - 75 mm.

Portaocular izquierdo con ajuste de dioptrías ± 5 . Oculares 10x WF.

Objetivos sistema zoom 1.0x - 4.0x con comando bilateral graduado.

Aumentos totales 10x y 40x.

Campo: 23.0 - 5.5 mm. Distancia de trabajo de 85 mm libres.

Enfoque macrométrico bilateral con ajuste de tensión.

Iluminación halógena 12V 10W incidente y transmitida con regulación.

Estativo sólido donde se aloja el sistema de enfoque.

Sólida base que contiene platina blanco/negra y transparente

y fuente de alimentación interna. Con pinzas de sujeción.

Opcionales: lupa 2x. Oculares 15x WF y 20x WF.

Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE