

MICROSCOPIO MONOCULAR XSD 640 CON ESPEJO



Neocientífica



Ideal enseñanza, veterinaria.

Tubo monocular recto.

Oculares de 10x y 16x intercambiables.

Objetivos acromáticos de 4x, 10x, 40xr según norma Din.

Aumentos totales 640x.

Platina de 110 x 120 mm, con pinzas sujeta preparados.

Estativo basculante. Enfoque macro y micrométrico bilateral.

Iluminación por espejo plano cóncavo de 3 dioptrías.

Diafragma a disco 5 posiciones.

Con focus stop. Opcional: Charriot superpuesto.