

## MICROSCOPIO TRIQUINOSCOPIO CON PANTALLA DE 10 CM CON COMPRESARIO



# Neocientífica



Microscopio con pantalla ideal enseñanza o controles en la industria frigorífica.

Cabeza con pantalla de 10 cm de diámetro giratoria en 360°,  
de vidrio despulido y visera con tubo porta pantalla y ocular interno.

Oculares de 15x, objetivos acromáticos de 10x.

Aumentos totales 150x.

Enfoque macro que actúa sobre la platina.

Iluminación halógena 6V 20W regulable.

Con compresario de vidrio grabado de 24 áreas y platina lisa.

Opcional: objetivo 40x.

Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE