

MICROSCOPIO MONOCULAR SME-F "LABKLASS"



Neocientífica



Ideal enseñanza, uso veterinario, médico y en patología ambulatoria.

Cabeza monocular inclinada a 45° y rotatoria a 360°. Ocular 10x

WF con señalador y 16x WF.

Objetivos acromáticos 4x/N.A 0.10, 10x/N.A 0.25, 40x(r)/N.A 0.65 según norma Din.

Aumentos totales 640x.

Platina 110 x 110 mm con pinzas de sujeción.

Condensador fijo N.A 0.65 con diafragma a disco.

Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral. Con focus stop.

Iluminación directa 220V 25W con lente colectora.

Opcional: Charriot superpuesto.

Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE.