

MICROSCOPIO MONOCULAR MC 1080 CON CCTV MONOCAM



Neocientífica



Ideal enseñanza, uso veterinario.

Cabeza monocular inclinada a 45° con cámara incorporada

Cmos ajustable 1/3", resolución 380 líneas TV color, video out:

PAL/NTSC. Ocular 10x WF. Objetivo acromático 10x según norma Din.

Aumentos totales 100x.

Platina con charriot incorporado.

Condensador fijo N.A 0.65 con diafragma.

Enfoque macro y micrométrico coaxial con tope

para protección de preparados. Iluminación halógena 6V 20W.

Opcionales: objetivos 4x, 25x y 40xr según norma Din.

Transcodificador para PC.

Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE