

## MICROSCOPIO DOBLE OBSERVACIÓN GZ DUAL CON CHARRIOT



# Neocientífica



Microscopio para dos observadores ideal enseñanza, fotografía o video.

Cabeza doble monocular rotatoria a 360°.

Tubos enfrentados inclinados a 45° con ajuste dióptrico en uno de ellos.

Oculares 10x WF, ambos con señalador.

Objetivos 4x, 10x y 40xr según norma Din.

Aumentos totales 400x.

Platina 110 x 110 mm con charriot superpuesto incluido.

Condensador N.A 0.90 precentrado y regulable en altura con portafiltro y diafragma iris. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral. Focus stop. Luz directa 220V 25W con lente colectora.

Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE