

MANTO CALEFACTOR MSC DIGITAL CON SONDA

Neocientífica



Carcasa en acero laminado en frío
recubierta en pintura electrostática.

De rápido calentamiento con control
electrónico de temperatura,
sonda y display.

Resistente a los agentes corrosivos.

Rango de trabajo 0°C a 380°C

Alimentación 220V 50Hz

Manto calefactor
MSC para balones de:

- * 250 ml.
- * 500 ml.
- * 1.000 ml.
- * 2.000 ml.
- * 3.000 ml.
- * 5.000 ml.
- * 10.000 ml.