

MOLINILLO A MARTILLO FZ 102 CON CRIBA



Neocientífica



Técnica de aplastado por rotación entre el rotor de corte y el cortador fijo.

Ideal para aplastados suaves, aceitosos y materiales fibrosos.

Con ajuste de apertura de corte de acuerdo a los materiales. De trabajo continuo.

Rango de trabajo: 1400 rpm, malla 30-120, poro 0.5/ 1/ 1.5 mm

Medidas 300 x 18 x 290. Alimentación 220V 50Hz