


BAÑOS TERMOSTATICOS

Neocientífica



Gradillas	De acero inoxidable, de 30 bocas c/u, de 13 y 17 cm
Temperatura de trabajo	
Desde ambiente hasta	80 °c
Alimentación	220v / 50-60hz
Control de temperatura	Termostato hidráulico, sensibilidad $\pm 0.5^{\circ}\text{c}$
Calefacción	Resistencias de inmersión blindada en acero inoxidable
Aislación térmica	Paneles compactos de lana de vidrio en todas sus caras
Cuerpos interno y externo	Construidos totalmente en Acero Inoxidable