

ESTUFAS DE CULTIVO

ESTUFAS DE CULTIVO MARNE, INDUSTRIA ARGENTINA CON MÁS DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO



MODELO C-1. CARACTERÍSTICAS:

Termostato hidráulico de origen italiano de alta confiabilidad. Garantía de 2 años.
Dimensiones de cámara: 30 x 30 x 25 cm. (ancho, altura, prof.). Cantidad de estantes provistos: 2.
Cantidad de estantes máximo: 2. Temperatura de trabajo desde ambiente hasta 60 ° C.
Tiempo para alcanzar temperatura máxima: 30 minutos. Alimentación 220V-50/60Hz.
Calefacción: resistencias espiraladas en alambre Nicrom 80/20 montadas sobre aisladores de porcelana.
Cuerpo interno construido en acero inoxidable, incluyendo contrapuerta.
Cuerpo externo: monocuerpo construido en chapa d.d. Soldado eléctricamente, con tratamiento de fosfatizado y acabado de esmalte cerámico horneado.

MODELO C-2. CARACTERÍSTICAS:

Termostato hidráulico de origen italiano de alta confiabilidad. Garantía de 2 años.
Dimensiones de cámara: 30 x 40 x 30 cm. (ancho, altura, prof.). Cantidad de estantes provistos: 2.
Cantidad de estantes máximo: 3. Demás características ídem modelo anterior.

MODELO C-3. CARACTERÍSTICAS:

Termostato hidráulico de origen italiano de alta confiabilidad. Garantía de 2 años.
Dimensiones de cámara: 60 x 40 x 40 cm. (ancho, altura, prof.). Cantidad de estantes provistos: 2.
Cantidad de estantes máximo: 4. Demás características ídem modelo anterior.

MODELO C-4. CARACTERÍSTICAS:

Termostato hidráulico de origen italiano de alta confiabilidad. Garantía de 2 años.
Dimensiones de cámara: 70 x 50 x 50 cm. (ancho, altura, prof.). Cantidad de estantes provistos: 2.
Cantidad de estantes máximo: 5. Demás características ídem modelo anterior.

Garantía: Neocientífica S.A. es distribuidor autorizado para la Provincia de Córdoba de la marca MARNE, cubriendo la garantía de dos años en todos los equipos, asegurando el servicio técnico y la provisión de repuestos originales una vez vencido el período de cobertura de garantía.