

## ESTUFAS DE ESTERILIZACION

ESTUFAS DE CULTIVO MARCA MARNE, INDUSTRIA ARGENTINA CON MÁS DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

# Neocientífica



### MODELO E-1. CARACTERÍSTICAS:

Termostato hidráulico de origen italiano de alta confiabilidad. Garantía de 2 años.  
Dimensiones de cámara: 30 x 30 x 25 cm. (ancho, altura, prof.). Cantidad de estantes provistos: 2.  
Cantidad de estantes máximo: 2 Temperatura de trabajo desde ambiente hasta 200 ° C.  
Tiempo para alcanzar temperatura máxima: 30 minutos.  
Alimentación 220V-50/60Hz. Calefacción: resistencias espiraladas en alambre Nicrom 80/20 montadas sobre aisladores de porcelana.  
Cuerpo interno construido en acero inoxidable, incluyendo contrapuerta.  
Cuerpo externo: monocuerpo construido en chapa d.d. soldado eléctricamente, con tratamiento de fosfatizado y acabado de esmalte cerámico horneado.

### MODELO E-2. CARACTERÍSTICAS:

Termostato hidráulico de origen italiano de alta confiabilidad. Garantía de 2 años.  
Dimensiones de cámara: 30 x 40 x 30 cm. (ancho, altura, prof.). Cantidad de estantes provistos: 2.  
Cantidad de estantes máximo: 3. Demás características ídem modelo anterior.

### MODELO E-3. CARACTERÍSTICAS:

Termostato hidráulico de origen italiano de alta confiabilidad. Garantía de 2 años.  
Dimensiones de cámara: 60 x 40 x 40 cm. (ancho, altura, prof.). Cantidad de estantes provistos: 2.  
Cantidad de estantes máximo: 4. Demás características ídem modelo anterior.

### MODELO E-4. CARACTERÍSTICAS:

Termostato hidráulico de origen italiano de alta confiabilidad. Garantía de 2 años.  
Dimensiones de cámara: 70 x 50 x 50 cm. (ancho, altura, prof.). Cantidad de estantes provistos: 2.  
Cantidad de estantes máximo: 5. Demás características ídem modelo anterior.

Garantía: Neocientífica S.A. es distribuidor autorizado para la Provincia de Córdoba de la marca MARNE, cubriendo la garantía de dos años en todos los equipos, asegurando el servicio técnico y la provisión de repuestos originales una vez vencido el período de cobertura de garantía