

REFRACTOMETROS LABKLASS

MODELO	RANGO DE MEDICION	RESOLUCION	APLICACIÓN / OBSERVACION
0-100 ATC Salinidad	0 - 10%	0.1%	
Salinidad	0-28% Salinidad	0,2% Salinidad	Agua marina y comida
3 Escalas	0 - 12 g/dl prot 1.000 - 1.050 sg dens 1.3333 - 1.36 nd	0.2 g/d 0.002 sg 0.0005 nd	Proteína en suero densidad e índice de refracción de orina
Clinico ATC 3 Escalas	0 - 12 g/dl prot 1.000 - 1.050 sg dens 1.3333 - 1.36 nd	0.2 g/d 0.002 sg 0.0005 nd	Proteína en suero densidad e índice de refracción de orina
R -50°/0°c Para Bateria 4 Escalas	0 - 50° C etileno 0 - 50° C propileno 0 - 40° C srf 1 1.10 - 1.40 C liq batería	5° C 5° C 10° C 0.01 k/l	
0-10	0 - 10% Brix	0.1% Brix	
0-10 ATC	0 - 10% Brix	0.1% Brix	
0-32	0 - 32% Brix	0.2% Brix	Para Jugos
0-32 ATC 10° C a 30° C	0 - 32% Brix	0.2% Brix	Para Jugos
0-80 Wyt4 2 Escalas	0 - 80% Brix	1% Brix	
0-90 3 Escalas	0 - 90% Brix	0.2% Brix	Con termómetro
28-62	28 - 62% Brix	0.2% Brix	Jugos concentrados de frutas y alimentos en lata
28-62 ATC	28 - 62% Brix	0.2% Brix	
45-82	45 - 82% Brix	0.5%	Cumple con normas CE
			Azúcar en jugos
			Concentrados de frutas
			Leche condensada, dulces, mermeladas.
58-90	58 - 90% Brix	0.5% Brix, 1% W	Azúcar en jugos
	38-43° Be	0,5° Be	Concentrados de frutas
	12-27% Agua	1% Agua	Leche condensada, dulces, mermeladas.
58-90 ATC	58 - 90% Brix	0.5% Brix	
	12 - 27% W	1% W	



W: índice de humedad para miel.
 ATC: compensación automática de temperatura.

REFRACTOMETROS ARCANO

MODELO	RANGO DE MEDICION	RESOLUCION	APLICACIÓN / OBSERVACION
58-90 ATC	58 - 90% Brix 12 - 27% W	0.5% Brix 1% W	
Clinico/Veterinario	Tres escalas:		
3 Escalas	0 - 12 G/DL PROT 1.000- - 1.050 SG DENS 1.3333 - 1.36 IR ND	0.2 G/D 0.002 SG 0.0005 RI	
Digital Clinico/Veterinario	Tres escalas:		
Atc 3 Escalas	1.000 a 1.050 SP.G orina 0 a 12 g/dl serum P 1.3330 a 1.3900 IR.	0.001 orina 0.1 serum P 0,0001 IR	Portátil. Apagado automático. Resistente al agua. Incluye Batería 9V. Aviso sonoro de batería baja.
Digital 28-65 ATC	Dos escalas: 28 a 65% Brix 1.3770 a 1.4535 IR.	0.1% Brix 0,0001 IR	Portátil. Apagado automático. Resistente al agua. Incluye Batería 9V. Aviso sonoro de batería baja.
Digital 58-92 ATC	Dos escalas: 58 a 92% Brix 1.4370 a 1.5090 IR.	0.1% Brix 0,0001 IR	Portátil. Apagado automático. Resistente al agua. Incluye Batería 9V. Aviso sonoro de batería baja.
Digital 0-45 ATC	Dos escalas: 0 a 45% Brix 1.3330 a 1.4098 IR.	0.1% Brix, 0,0001 IR	Portátil. Apagado automático. Resistente al agua. Incluye Batería 9V. Aviso sonoro de batería baja.
De Abbe 0-90ir 1300 A 1700 Con Termometro A Varilla	0 - 95% Brix, 1.3333 - 1.700 nd	0.2% brix, 0.0005 nd	Lectura simultánea en grados Brix e índice de refracción. Con termómetro a varilla. Termostatizable: 0-70°C Temperatura de trabajo: 10° a 40°C.
De Abbe0-90ir 1300 A 1700 Con Termometro Digital	0 - 90% Brix; 1.3333-1.700 nd.	0.2% Brix; 0.0005 nd.	Lectura simultánea en grados Brix e índice de refracción. Con termómetro digital. Termostatizable: 0-70°C ATC



W: índice de humedad para miel.
ATC: compensación automática de temperatura.