

## AGITADOR VORTEX XH-2000-1



# Neocientífica



Agitador Vortex XH-2000-1

Dos modos de operación: continuo o contacto "touch".

Rango de velocidad: 50 - 1800 rpm.

Agitación tipo vortex y tipo rock.

Excentricidad: 2.25 mm.

Diámetro de rock: 4.5 mm.

Peso neto: 3.5 kg.

Alimentación: 220V 50Hz.

Consumo: 30W.

Dimensión del equipo: 225 x 115 x 60 mm.

Accesorios intercambiables: para un tubo o multitubos Eppendorf.