

**Ne****científica** **s.a.**

**27 de Abril 624**  
**X5000AEN - Córdoba**  
**Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212**  
**info@neocientifica.com.ar**  
**www.neocientifica.com.ar**

---

## TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVD



### Características Técnicas:

<b>Rango de temperatura:</b>	Ambiente + 5°C a 99° C.
<b>Control de temperatura:</b>	Electrónico proporcional con microprocesador.
<b>Lectura de Temperatura:</b>	Digital de 2 dígitos.
<b>Ajuste de Temperatura:</b>	Digital de 2 dígitos.
<b>Estabilidad de temperatura:</b>	+/- 0,1° C.
<b>Bomba de circulación:</b>	Caudal máximo 6 L / min. a h = 0
<b>Seguro sobre temperatura:</b>	Termostato hidráulico variable.
<b>Conexión para:</b>	220 V. 50 / Hz.

Catálogo N° 7002

Distribuidor Oficial