


**Neocientífica S.A.**



27 de Abril 624  
X5000AEN - Córdoba  
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212  
info@neocientifica.com.ar  
www.neocientifica.com.ar

---

## TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVA CON CUBA DE ACERO INOXIDABLE



### Características Técnicas:

**Rango de temperatura:** Ambiente + 5°C a 100° C.

**Regulación:** Termostato hidraulico analógico.

**Lectura de Temperatura:** Termómetro de mercurio (no incluido)

**Ajuste de Temperatura:** Analógico

**Estabilidad de temperatura:** +/- 0,5° C.

**Bomba de circulación:** Caudal máximo 6 L / min. a h = 0

**Seguro sobrettemperatura:** Termostato hidráulico variable.

**Conexión para:** 220 V. 50 / Hz.

**Capacidad de la cuba:** 8, 12 o 20 litros.A pedido otras medidas (Opcional Gradillas)

**Materiales de la cuba:** Acero inoxidable 18/8 AISI 304

**Catálogo N° 7001  
con cuba de acero  
inoxidable**

**Distribuidor Oficial**