

**Neocientífica S.A.**



27 de Abril 624  
X5000AEN - Córdoba  
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212  
info@neocientifica.com.ar  
www.neocientifica.com.ar

---

## TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVA

Especial para trabajos de enzimometría y espectrofotometría general.



### Características Técnicas:

<b>Rango de temperatura:</b>	Ambiente + 5°C a 100° C.
<b>Regulación:</b>	Termostato hidraulico analógico.
<b>Lectura de Temperatura:</b>	Termómetro de mercurio (no incluido)
<b>Ajuste de Temperatura:</b>	Analógico
<b>Estabilidad de temperatura:</b>	+/- 0,5° C.
<b>Bomba de circulación:</b>	Caudal máximo 6 L / min. a h = 0 .
<b>Seguro sobre temperatura:</b>	Termostato hidráulico variable.
<b>Conexión para:</b>	220 V. 50 / Hz.

Catálogo N° 7001

Distribuidor Oficial