


**Neocientífica S.A.**



27 de Abril 624  
X5000AEN - Córdoba  
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212  
info@neocientifica.com.ar  
www.neocientifica.com.ar

---

## Policubetas Descartables



### Material

Poliestireno rígido cristal.

### Geometría de Construcción

Comprende 96 cavidades distribuidas en 12 columnas de 8.  
Su forma es en "U" con fondo semi-esférico.

### Presentación

Caja de 50 unidades selladas c/u en  
bolsas de polietileno

Catálogo N° 8002-1

Caja de 300 unidades sin embolsar.

Catálogo N° 8002

Distribuidor Oficial

