

Neocientífica S.A.



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientifica.com.ar
www.neocientifica.com.ar

Bomba de Circulación



Características Técnicas:

- Motor monofásico de 20 W. de potencia, para 220 V. 50 Hz.
- Eje de acero inoxidable calidad AISI 304, montado en dos cojinetes de bolillas sellado de por vida.
- Caja de la Bomba, hélice y columna de Nylon.
- Bases y gabinete en chapa de hierro con pintura a fuego de alta resistencia.
- Llave de encendido con luz piloto incorporada, cable trifilar con descarga a tierra y Fusible.
- Capacidad: 8 litros por minuto a nivel cero.
- Presión: 50 mb. a 0 litros por minutos.

Catálogo N° 1030

Distribuidor Oficial