

# CENTRIFUGA DE MESA

## Modelo G<sup>142</sup>

**Gelec**<sup>®</sup>  
ARGENTINA



### Características técnicas:

<b>Velocidad</b>	500 - 4.000 rpm (según rotor)	
<b>Capacidad</b>	<b>Rotores oscilantes</b>	<i>rpm</i>
	<b>G-1615</b> 16 tubos 10/15ml	3.200
	<b>G-2415</b> 24 tubos 10/15ml	3.200
	<b>G-650</b> 6 tubos 50ml	3.200
	<b>G-487</b> 48 tubos 7ml	3.200
<b>GP-100</b> 2 policubetas	2.000	
<b>Rotores angulares</b>	<i>rpm</i>	
	<b>G-368</b> 36 tubos 7/8ml	4.000
	<b>G-1024</b> 24 tubos 10ml	4.000
	<b>G-1516</b> 16 tubos 15ml	4.000
<b>Timer</b>	1 - 30 minutos	
<b>Alimentación</b>	220V - 50/60 Hz	
<b>Medidas</b> (alto - ancho - prof.)	25,5cm. - 38cm. - 44cm.	
<b>Peso</b>	18 kg. (cabezal incluido)	

### Información general:

- Bloqueo de funcionamiento eléctrico por apertura de tapa.
- Gabinete doble con campana interior.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Reloj interruptor de 30 minutos.
- Rotores oscilantes G-1615 y G-2415 con adaptadores para tubos de Khan y hemólisis.

