

CENTRIFUGA DE MESA

Modelo G^{142D}

Gelec[®]
ARGENTINA



Características técnicas:

Velocidad	500 - 4.000 rpm (según rotor)	
Capacidad	Rotores oscilantes	<i>rpm</i>
	G-1615 16 tubos 10/15ml	3.200
	G-2415 24 tubos 10/15ml	3.200
	G-650 6 tubos 50ml	3.200
	G-487 48 tubos 7ml	3.200
GP-100 2 policubetas	2.000	
	Rotores angulares	<i>rpm</i>
	G-368 36 tubos 7/8ml	4.000
	G-1024 24 tubos 10ml	4.000
	G-1516 16 tubos 15ml	4.000
Timer	1 - 60 minutos	
Alimentación	220V - 50/60 Hz	
Medidas (alto - ancho - prof.)	25,5cm. - 38cm. - 44cm.	
Peso	18 kg. (cabezal incluido)	

Información general:

- Indicador y selector digital programable de velocidad y tiempo.
- Bloqueo de funcionamiento eléctrico por apertura de tapa.
- Gabinete doble con campana interior.
- Rotores oscilantes G-1615 y G-2415 con adaptadores para tubos de Khan y hemólisis.

