

MICROCENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS

Modelo G¹¹²

Gelec[®]
ARGENTINA



Características técnicas:

Velocidad	12.000 rpm
Capacidad	24 tubos microhematocritos
Timer	1 - 15 minutos
Alimentación	220V - 50/60 Hz
Medidas (alto - ancho - prof.)	21cm. - 24cm. - 30cm.
Peso	8 kg. (cabezal incluido)

Información general:

- Bloqueo de funcionamiento eléctrico por apertura de tapa.
- Reloj interruptor automático de 15 minutos.
- Abaco para lectura de microhematocritos.
- Campana interna de seguridad.

