

## PH-METRO DE MESA ALTRONIX MI160



Esta *nueva línea* de medidores de mesa **ALTRONIX** está diseñado para satisfacer todos los requerimientos de laboratorio: desde educacionales hasta laboratorios del mas alto nivel tecnológico.

Para alta precisión la calibración del pH puede ser hecha en 1, 2 o 3 puntos con 7 memorias de valores de pH (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)

### Especificaciones

- Microprocesador - 7 buffers seleccionables - Pantalla de LCD de gran tamaño -Diseño innovador
- Apto para cumplimentar normas GLP - Función para congelar valores en pantalla - Auto calibración

### MI160 pH/ORP/ISE/°C

Rango de Medición	-2.00 to +16.00 ± 699.9 / ±1999 mV 0.001 to 19999 ppm -20 to 120.0 °C
Precisión	± 0.01 ± 0.2 mV / 1mV 0.5% f.s. ± 0.04 °C
Calibración	1, 2 or 3 puntos con 7 memorias
Compensación de Temperatura	Automática
Electrodo pH (incluido)	Silver Cap PHS-0101.3B
Electrodo OPR (No incluido)	Alpha PO50 (cuerpo de Epoxi) o Alpha GO51 (cuerpo de vidrio rellenable)
Brazo de Electrodo (incluido)	Standar
Sonda de Temperatura (incluida)	NTC10K (MA831R)
Dimensiones	230 x 160 x 95mm
Peso	1,3 Kg.