

## CENTRÍFUGA DE MESA 80-2B 12 TUBOS



# Neocientífica



Centrífuga Macro, modelo 80-2B, para 12 tubos de 10/15 ml, con tacómetro.  
Con cabezal de ángulo fijo, carcasa metálica, tapa de aluminio de alta seguridad  
y switch de corte contra apertura de tapa.  
Velocidad 0 - 4000 rpm con variador en pasos de 500 rpm.  
Tacómetro análogo con indicador de rpm. Timer de 0 - 30 minutos con corte.  
Llave de encendido y led indicador de línea. Alimentación 220V 50Hz.  
Responde a las normativas de seguridad de la OMS.