

## AGITADOR ROCKER TS-8



# Neocientífica



Agitador Rocker con frecuencia ajustable.

Posee un motor silencioso de baja velocidad con muy baja emisión de calor.

Ideal para fijación de gel de electroforesis, hibridización molecular, reacción y tinción de anticuerpos y antígenos, cultivo de células, entre otros usos.

Alimentación: 220V/ 50Hz / 30W. Frecuencia: 14-80rpm.

Amplitud: 20cm en ambos sentidos. Bandeja de goma antideslizante.

Dimensiones de bandeja 230x250mm. Peso: 4.5Kg.