

AUTOCLAVE PORTÁTIL DE 18 LITROS, MODELO YXQ-SG46-280



Autoclave portátil de 18 litros, modelo YXQ-SG46-280.

Con cuerpo y tapa de acero inoxidable, tambor de esterilización en plancha de aluminio laminado en frío, válvula de seguridad, válvula de escape y manómetro. Medidas del tambor: 28 x 26 cm.

Presión máxima de trabajo: 1.5 kg/cm 0.14 mpa=136°C.

Capacidad: 18 litros aproximadamente. Peso:14.5 kg.