

AUTOCLAVE PORTÁTIL DE 18 LITROS YXQ-280MD.



Autoclave portátil de 18 litros YXQ-280MD.

Con cuerpo y tapa de acero inoxidable,

tambor de esterilización en plancha de aluminio laminado en frío,

válvula de seguridad, válvula de escape y manómetro.

Medidas del tambor: 28 x 26 cm.

Presión máxima de trabajo: 1.5 kg/cm 0.14 mpa=136°C.

Capacidad: 18 litros aproximadamente. Peso:14.5 kg.